

Systemvoraussetzungen

LABbase®

ab Version: 5.1.0



© 2023 GUS LAB GmbH

Stand: August 2023

Systemvoraussetzungen

Allgemein

Das vorliegende Dokument beschreibt die notwendigen Systemvoraussetzungen für die beschriebene Version zur Nutzung des Produktes **LABbase®**. Diese müssen zur Sicherstellung einer problemlosen Installation und den Betrieb des Produktes **LABbase®** erfüllt werden.

Es müssen die Systemvoraussetzungen für die **blomesystem®** Software in der jeweils eingesetzten Version erfüllt werden. Dort sind auch Hardware-Anforderungen beschrieben.

Weitere Software und Datenbank

System-anforderung	Voraussetzungen
blomesystem ®	Version 14.8.2 oder neuer
Betriebssystem	Entsprechend der eingesetzten blomesystem ® Version
Datenbank Client Software	Entsprechend der eingesetzten blomesystem ® Version
Oracle Datenbank	Minimum: Oracle 12c R2 / 18c / 19c / 21c Standard Edition 2 (Enterprise Edition wird ebenfalls unterstützt) Empfohlen: Oracle 19c

System-anforderung	Voraussetzungen
Microsoft SQL Server	Minimum: Microsoft SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019 Standard Edition (Enterprise Edition wird ebenfalls unterstützt) Empfohlen: Microsoft SQL Server 2017 / 2019

Festplattenspeicherplatz

Für die Einrichtung von **blomesystem**® und **LABbase**® werden effektiv ca. 2 GB Festplatten-Platz benötigt. Bei Einrichtung eines parallelen Testsystems entsprechend doppelt so viel.

Der für die Datenbank benötigte Speicherplatz ist stark abhängig von der Anzahl Proben, dem zugeordneten Prüfumfang, der Anzahl der Einzel-Messwerte und der Anzahl der Jahre, die im Zugriff sein sollen. Einen erheblichen Einfluss haben insbesondere die Anzahl und Größe der in der Datenbank abgelegten Dateien (z.B. Prüfberichts-PDF oder Fotos).

Eine Empfehlung für den bereitzustellenden Platzbedarf kann nicht pauschal gegeben werden, er liegt häufig zwischen 10 GB und 100 GB.

Für das Backup der Datenbank muss - je nach Backup-Strategie - ein Mehrfaches der Datenbankgröße bereitgestellt werden.

So erhalten Sie Support

Die Firma **GUS LAB GmbH** bietet Ihnen umfassende Unterstützung. Wenn es mal einfach nicht mehr weitergeht, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

So können Sie uns erreichen:

[GUS LAB Support-Bereich](#) (Registrierung erforderlich)

Telefonisch, per Fax oder E-Mail

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Niederlassung Gera

Tel.: +49 365 527878 00

Fax: +49 365 527878 79

E-Mail: support@gus-lab.com

Niederlassung Wiehl

Tel.: +49 365 527878 01

Fax: +49 365 527878 79

E-Mail: support@gus-lab.com

Falls Sie telefonischen Support benötigen und noch keinen Softwarepflegevertrag mit Hotline- / Fernwartungsservice mit uns abgeschlossen haben, rufen Sie uns einfach unter einer der genannten Telefonnummern an und wir unterbreiten Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Schriftlich per Brief

GUS LAB GmbH

Niederlassung Gera

Straße des Friedens 200
07548 Gera
Deutschland

Niederlassung Wiehl

Breidenbrucher Straße 2
51674 Wiehl
Deutschland

Sitz der Gesellschaft: Köln; Amtsgericht Köln; HRB 54357;
Geschäftsführerin: Kristin Schumann, Christian Hanke